

Conçue

*pour répondre
à vos besoins*

TracheoFix

Personnel infirmier et intervenants dans la prise en charge des voies respiratoires en soins intensifs

Les canules de trachéotomie Rüsch TracheoFix pour patient unique ont été conçues pour faciliter la transition du patient de l'hôpital à l'hospitalisation à domicile. La conception incurvée de la canule, ainsi que la lanière de fixation souple et le système d'ailettes de fixation flexibles permettent de réaliser les protocoles quotidiens de soins hospitaliers tout en assurant le confort des patients. Le système de raccordement discret se fixe de manière sécurisée à des accessoires spécifiquement conçus pour une utilisation chez un patient respirant spontanément. Il inclut un capuchon antiprojections qui redirige les sécrétions vers un tissu, un capuchon d'étanchéité qui obture le raccord de la canule pour permettre le sevrage respiratoire oral/nasal et un capuchon protège-douche pour réduire le risque d'infiltration de gouttes d'eau dans la canule. La valve de phonation est disponible en option avec un adaptateur O₂ pour administrer un bolus d'oxygène au cours de l'inspiration. Nous proposons également des chemises internes de conceptions diverses, munies ou non d'un raccord de 15 mm prémonté, pour une utilisation avec toutes les canules de trachéotomie TracheoFix.

Comment les besoins de votre profession ont-ils été pris en compte dans la conception du dispositif TracheoFix ?

- Une collerette flexible et une lanière de fixation souple contribuent à réduire le frottement de la canule contre le tissu de granulation pendant l'utilisation, ce qui peut contribuer à diminuer les risques de saignement et d'infection ainsi que l'inconfort du patient².
- Chaque chemise interne est munie d'une bague de couleur pour indiquer avec quelle taille de canule l'utiliser, et la canule correspondante utilise le même code couleur pour les informations imprimées sur la collerette de fixation. Cela permet de réduire les risques d'utilisation accidentelle d'une chemise interne plus petite, ce qui augmenterait l'effort respiratoire.
- Le contenu des kits dépend de la canule sélectionnée, et tous les accessoires et les chemises internes peuvent être commandés séparément.

TracheoFix

Canule de trachéotomie

Chemises internes



Kits de canules fenêtrées

Options de canules fenêtrées et non fenêtrées

Ballonnet

Les canules sont disponibles avec ou sans ballonnet basse pression

Code couleur

Code couleur spécifique pour faciliter l'identification de la taille de la chemise interne

Collerette flexible et fine

Facilite les soins efficaces de la stomie et permet d'utiliser des sutures et une lanière pour une fixation sûre

Accessoires



Canule de trachéotomie Rüsch TracheoFix

RÉFÉRENCE S UNITÉS	RÉF.	TAILLE / D.I. (MM)	D.E. (MM)	LONGUEUR (MM)	Ø ANGLE APPROX.	BALLONNET Ø (MM)	CONTENU DES KITS
121400-000070	TFC	7,2	9,0	70,0	102 °	27,0	Canule avec ballonnet, guide d'insertion, lanière de fixation, 2 chemises internes de 15 mm, guide d'insertion (obturateur).
121400-000085	TFC	8,7	10,3	78,0	94 °	27,0	
121400-000100	TFC	10,2	12,3	86,0	90 °	32,0	
121400-000110	TFC	11,2	13,3	86,0	92 °	35,0	
121410-000070	TFCP	7,2	9,0	70,0	102 °	27,0	Canule à ballonnet, guide d'insertion, lanière de fixation, 1 chemise interne de 15 mm avec fenêtrées, 1 chemise interne sans fenêtrées, 1 chemise interne à profil bas avec fenêtrées et 1 sans fenêtrées, bague de fixation, capuchon antiprojections, valve de phonation avec adaptateur O ₂ .
121410-000085	TFCP	8,7	10,3	78,0	94 °	27,0	
121410-000100	TFCP	10,2	12,3	86,0	90 °	32,0	
121410-000110	TFCP	11,2	13,3	86,0	92 °	35,0	
121415-000070	TF	7,2	9,0	70,0	102 °	—	Canule sans ballonnet, guide d'insertion, lanière de fixation, 1 chemise interne de 15 mm, 1 chemise interne à profil bas, bague de fixation, capuchon antiprojections.
121415-000085	TF	8,7	10,3	78,0	94 °	—	
121415-000100	TF	10,2	12,3	86,0	90 °	—	
121415-000110	TF	11,2	13,3	86,0	92 °	—	
121420-000070	TFP	7,2	9,0	70,0	102 °	—	Canule sans ballonnet, guide d'insertion, lanière de fixation, 1 chemise interne de 15 mm avec fenêtrées, 1 chemise interne sans fenêtrées, 1 chemise interne à profil bas avec fenêtrées et 1 chemise interne sans fenêtrées, bague de fixation, capuchon antiprojections, valve de phonation avec adaptateur O ₂ .
121420-000085	TFP	8,7	10,3	78,0	94 °	—	
121420-000100	TFP	10,2	12,3	86,0	90 °	—	
121420-000110	TFP	11,2	13,3	86,0	92 °	—	

Chemise interne Rüsch TracheoFix

RÉFÉRENCE S UNITÉS	D.I. (MM)	D.E. (MM)	DESCRIPTION
121425-000070	5,5	6,7	Raccord de 15 mm prémonté
121425-000085	7,0	8,2	Raccord de 15 mm prémonté
121425-000100	8,5	9,7	Raccord de 15 mm prémonté
121425-000110	9,5	10,7	Raccord de 15 mm prémonté
121430-000070	5,5	6,7	Profil bas (format court)
121430-000085	7,0	8,2	Profil bas (format court)
121430-000100	8,5	9,7	Profil bas (format court)
121430-000110	9,5	10,7	Profil bas (format court)
121435-000070	5,5	6,7	Fenêtrée avec raccord de 15 mm prémonté
121435-000085	7,0	8,2	Fenêtrée avec raccord de 15 mm prémonté
121435-000100	8,5	9,7	Fenêtrée avec raccord de 15 mm prémonté
121435-000110	9,5	10,7	Fenêtrée avec raccord de 15 mm préinstallé
121440-000070	5,5	6,7	Profil bas avec fenêtrées
121440-000085	7,0	8,2	Profil bas avec fenêtrées
121440-000100	8,5	9,7	Profil bas avec fenêtrées
121440-000110	9,5	10,7	Profil bas avec fenêtrées

Accessoires Rüsch TracheoFix

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QTÉ
121445	Capuchon d'étanchéité	4
121455	Valve de phonation avec adaptateur O ₂	2
121460	Capuchon antiprojections	4
121465	Bague de fixation pour une utilisation avec une chemise interne à profil bas	4



www.teleflextracheostomy.com

Références

1. Wilkinson KA, Martin IC, Freeth H, Kelly K, Mason M. NCEPOD: On the right Trach? 2014. Available at: <http://bit.ly/ontherighttrach>. Accessed August 22, 2017.
2. Mallett J, Albarran JW, Richardson A, eds. Critical Care Manual of Clinical Procedures and Competencies. Oxford, UK: Wiley Blackwell; 2013.

Ce document est à destination des professionnels de santé. Vérifier l'intégralité de l'emballage du dispositif médical avant usage.
Dispositif médicaux de classe IIa. Organisme notifié : CE 0124 Dekra. Fabricant du DM : Teleflex Medical GmbH - Allemagne

Veuillez vous adresser à votre représentant commercial Teleflex si vous souhaitez en savoir plus ou consultez notre microsite sur la trachéotomie Rüsch où vous trouverez de plus amples informations concernant cette gamme et nos autres produits Rüsch. Le contenu de l'emballage non ouvert et non endommagé est stérile, prêt à l'emploi et à usage unique. Se reporter à la notice pour connaître les avertissements, indications, contre-indications, précautions d'emploi et instructions d'utilisation actuels.

Teleflex, le logo Teleflex, Rüsch et TracheoFix Plus sont des marques commerciales ou des marques déposées de la société Teleflex Incorporated ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les informations dans ce document ne se substituent pas au mode d'emploi du produit. Il est possible que les produits de ce catalogue ne soient pas disponibles dans tous les pays. Veuillez contacter votre représentant local. Données à jour à la date d'impression. Mise à jour (01/2023). Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

© 2023 Teleflex Incorporated. Tous droits réservés. MCI-2023-0072 · RÉV. 0 · 06 23 PDF

Teleflex

Distribué par :

Teleflex Headquarters International, Ireland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business and Technology Park
Dublin Road Athlone Co Westmeath Tél. +353 (0)9 06 46 08 00 Fax +353 (0)14 37 07 73 orders.intl@teleflex.com
Royaume-Uni Tél. +44 (0)14 94 53 27 61 info.uk@teleflex.com
Afrique du Sud Tél. +27 (0)11 807 4887 assist.africa@teleflex.com