

Zaprojektowane

*z myślą o Twoich
potrzebach*



TracheoFix

Klinicyści – intensywna terapia, otorynolaryngologia, blok operacyjny

Rurki tracheostomijne Rüsch TracheoFix przeznaczone do użytku u jednego pacjenta zostały stworzone z myślą o długotrwałym stosowaniu. Rurka jest wykonana z termoczułego PVC, tzn. półsztywna budowa ułatwia jej wprowadzanie¹, następnie tworzywo mięknie pod wpływem temperatury ciała, aby lepiej dopasować się do budowy anatomicznej pacjenta. Cienkościenna, zakrzywiona budowa rurki, miękka opaska szyjna i giętkie skrzydełka do mocowania pomagają zapewniać komfort pacjenta, a także ułatwiać oddychanie. Dyskretny system połączeniowy stabilnie łączy się z gamą specjalnych akcesoriów do stosowania u pacjentów oddychających spontanicznie.

Zastawka głosowa ma opcjonalny adapter O₂, umożliwiający podanie tlenu podczas wdechu. Dostępna jest też gama różnych kaniul wewnętrznych ze wstępnie zamocowanym 15-milimetrowym złączem (lub bez niego), przeznaczonych do stosowania ze wszystkimi rurkami tracheostomijnymi TracheoFix.

W jaki sposób potrzeby tej grupy zawodowej zostały uwzględnione w procesie projektowania produktów TracheoFix?

- Giętki kołnierz szyjny i miękka opaska szyjna pomagają ograniczyć ruch rurki względem ziarninującej tkanki podczas użytkowania, co może zmniejszyć ryzyko związane z krwawieniem, zakażeniem i bólem².
- Każda kaniula wewnętrzna ma kolorowy pierścień, aby wskazać rozmiar rurki, jaką należy stosować z kaniulą, a odpowiednia rurka posiada w tym samym kolorze nadruk informacyjny na kołnierzu mocującym. To zmniejsza ryzyko przypadkowego użycia mniejszej kaniuli, co zwiększyłoby wysiłek oddechowy.
- Zawartość zestawu zależy od rurki wybranej do użytku, a wszystkie akcesoria / kaniula wewnętrzna są dostępne do zamówienia osobno.

TracheoFix

Rurka tracheostomijna


Kaniula wewnętrzna



Kolorowy kod
Swoisty dla rozmiaru kolorowy kod czcionki, aby ułatwić identyfikację rozmiaru kaniuli wewnętrznej

Zestawy z fenestracją
Opcje rurki fenestrowanej i niefenestrowanej

Mankiet
Rurki są dostępne w wersji z mankietem i bez mankieta niskociśnieniowego



Cienki, elastyczny kołnierz
Ułatwia skuteczną pielęgnację stomii i umożliwia mocowanie zarówno za pomocą szwów, jak i opaski szyjnej

Akcesoria



Rurka tracheostomijna Rüsch TracheoFix

NUMER ZAMÓWIENIA 5 JEDNOSTEK	NR KAT.	ROZMIAR / ŚR. WEWN. (MM)	ŚR. ZEWN. (MM)	DŁUGOŚĆ (MM)	KĄT Ø OK.	MANKIET Ø (MM)	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
121400-000070	TFC	7,2	9,0	70,0	102°	27,0	Rurka z mankietem, narzędzie wprowadzające, wygodna opaska szyjna, 2 kaniule wewnętrzne 15 mm, narzędzie wprowadzające (obturator).
121400-000085	TFC	8,7	10,3	78,0	94°	27,0	
121400-000100	TFC	10,2	12,3	86,0	90°	32,0	
121400-000110	TFC	11,2	13,3	86,0	92°	35,0	
121410-000070	TFCP	7,2	9,0	70,0	102°	27,0	Rurka z mankietem, narzędzie wprowadzające, wygodna opaska szyjna, 1 kaniula wewnętrzna 15 mm z fenestracją, 1 kaniula wewnętrzna bez fenestracji, 1 niskoprofilowa kaniula wewnętrzna z fenestracją i 1 bez fenestracji, pierścień mocujący, nakładka kaszlowa, zastawka głosowa z adapterem O ₂ .
121410-000085	TFCP	8,7	10,3	78,0	94°	27,0	
121410-000100	TFCP	10,2	12,3	86,0	90°	32,0	
121410-000110	TFCP	11,2	13,3	86,0	92°	35,0	
121415-000070	TF	7,2	9,0	70,0	102°	—	Rurka bez mankieta, narzędzie wprowadzające, wygodna opaska szyjna, narzędzie wprowadzające, 1 kaniula wewnętrzna 15 mm, 1 niskoprofilowa kaniula wewnętrzna, pierścień mocujący, nakładka kaszlowa.
121415-000085	TF	8,7	10,3	78,0	94°	—	
121415-000100	TF	10,2	12,3	86,0	90°	—	
121415-000110	TF	11,2	13,3	86,0	92°	—	
121420-000070	TFP	7,2	9,0	70,0	102°	—	Rurka bez mankieta, narzędzie wprowadzające, wygodna opaska szyjna, 1 kaniula wewnętrzna 15 mm z fenestracją, 1 kaniula wewnętrzna bez fenestracji, 1 niskoprofilowa kaniula wewnętrzna z fenestracją i 1 kaniula wewnętrzna bez fenestracji, pierścień mocujący, nakładka kaszlowa, zastawka głosowa z adapterem O ₂ .
121420-000085	TFP	8,7	10,3	78,0	94°	—	
121420-000100	TFP	10,2	12,3	86,0	90°	—	
121420-000110	TFP	11,2	13,3	86,0	92°	—	

Kaniula wewnętrzna Rüsch TracheoFix

NUMER ZAMÓWIENIA 5 JEDNOSTEK	ŚR. WEWN. (MM)	ŚR. ZEWN. (MM)	OPIS
121425-000070	5,5	6,7	Wstępnie zamocowane złącze 15 mm
121425-000085	7,0	8,2	Wstępnie zamocowane złącze 15 mm
121425-000100	8,5	9,7	Wstępnie zamocowane złącze 15 mm
121425-000110	9,5	10,7	Wstępnie zamocowane złącze 15 mm
121430-000070	5,5	6,7	Niski profil (krótka)
121430-000085	7,0	8,2	Niski profil (krótka)
121430-000100	8,5	9,7	Niski profil (krótka)
121430-000110	9,5	10,7	Niski profil (krótka)
121435-000070	5,5	6,7	Fenestrowana ze wstępnie zamocowanym złączem 15 mm
121435-000085	7,0	8,2	Fenestrowana ze wstępnie zamocowanym złączem 15 mm
121435-000100	8,5	9,7	Fenestrowana ze wstępnie zamocowanym złączem 15 mm
121435-000110	9,5	10,7	Fenestrowana ze wstępnie zamocowanym złączem 15 mm
121440-000070	5,5	6,7	Niski profil z fenestracją
121440-000085	7,0	8,2	Niski profil z fenestracją
121440-000100	8,5	9,7	Niski profil z fenestracją
121440-000110	9,5	10,7	Niski profil z fenestracją

Rüsch TracheoFix – akcesoria

NUMER KATALOGOWY	OPIS	SZT.
121445	Nakładka uszczelniająca	4
121455	Zastawka głosowa z adapterem O ₂	2
121460	Nakładka kaszlowa	4
121465	Pierścień mocujący do stosowania z niskoprofilową kaniulą wewnętrzną	4



www.teleflextracheostomy.com

Piśmiennictwo

- Wilkinson KA, Martin IC, Freeth H, Kelly K, Mason M. NCEPOD: On the right Trach? 2014. Available at: <http://bit.ly/ontherighttrach>. Accessed August 22, 2017.
- Mallett J, Albarran JW, Richardson A, eds. Critical Care Manual of Clinical Procedures and Competencies. Oxford, UK: Wiley Blackwell; 2013.

W razie potrzeby więcej informacji można uzyskać u przedstawiciela handlowego firmy Teleflex. Można też odwiedzić naszą mikrostronę internetową Rüsch Tracheostomy, gdzie znajduje się więcej informacji na temat tej gamy produktów i innych ciekawych produktów Rüsch. Zawartość nieotwartego, nieuszkodzonego opakowania jest czysta, gotowa do użytku i przeznaczona do jednorazowego użycia. Należy się zapoznać z ulotką dołączoną do opakowania, w której można znaleźć aktualne ostrzeżenia, wskazania, przeciwwskazania, środki ostrożności oraz instrukcję użytkowania.

Teleflex, logo Teleflex, Rüsch, TracheoFix są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Teleflex Incorporated lub jej spółek stowarzyszonych w USA i/lub innych krajach. Informacje zawarte w tym dokumencie nie zastępują instrukcji obsługi produktu. Niektóre z produktów z tego katalogu mogą być niedostępne we wszystkich krajach. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem. Wszystkie dane są aktualne w momencie druku. Aktualizacja (01/2023). Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez uprzedzenia.

© 2023 Teleflex Incorporated. Wszystkie prawa zastrzeżone. MCI-2023-0071 · WER. 0 · 05 23 PDF

Teleflex

Dystrybutor:

Teleflex Headquarters International, Ireland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business and Technology Park
Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Faks +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com
Wielka Brytania Tel. +44 (0)14 94 53 27 61 · info.uk@teleflex.com
Polska Tel. +48 22 462 40 32 · orders.pl@teleflex.com