

Ihre Bedürfnisse **mitgedacht**



TracFlex Plus


Krankenpflegekräfte und Unterstützungsnetzwerk für Atemwegsmanagement in der Akutversorgung

Wir von Teleflex haben unsere Designs in den letzten 35 Jahren kontinuierlich erneuert und verbessert und können jetzt unser neu aktualisiertes Sortiment der TracFlex Plus Trachealkanülensets für Erwachsene mit und ohne Cuff anbieten.

Krankenpflegekräfte und das Unterstützungsnetzwerk für Atemwegsmanagement interagieren am häufigsten mit Tracheostomapatienten und ihren Verwandten. Daher ist es eines unserer Hauptanliegen, diese Gruppe bei den Herausforderungen in Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit des Produkts und die Pflegeroutine/Behandlungsperspektive zu unterstützen.

Wie wurden die Bedürfnisse Ihres Berufstandes im Designprozess der TracFlex Plus Produkte berücksichtigt?

- Ein hochflexibler/knickfester Kanülenschaft und ein weiches Halteband wurden entwickelt, um den Patientenkomfort und die Akzeptanz des Tubus zu unterstützen.
- Eine flexible Halteplatte reduziert während der Verwendung die Bewegung der Kanüle an Granulationsgewebe, wodurch das Risiko im Zusammenhang mit Blutungen, Infektionen und Schmerzen minimiert wird.
- Die verstellbare Halteplatte bewegt sich frei, wenn sie entsperrt ist, und ermöglicht so einen Zugang zum Tracheostoma mit geringer Krafteinwirkung auf den Tubus.
- Ein hörbares Klicken bestätigt, dass die verstellbare Halteplatte sicher verriegelt ist, um das Risiko eines versehentlichen Herausgleitens zu verringern.



TracFlex Plus-Set (mit Cuff, Art. Nr. 121903; ohne Cuff, Art. Nr. 121900)

BESTELLGRÖSSE / ID	AD IN MM	LÄNGE (CL) BEREICH IN MM	MASS A IN MM	MASS B IN MM	MASS C IN MM	WINKEL Ø (CA.)	CUFF Ø IN MM **
7,0	10,1	60,3 – 66,5	37,5	6,2	22,8	100°	23
8,0	11,1	66,9 – 88,5	41,5	21,6	25,4	100°	27
9,0	12,1	70,4 – 117,3	44,5	46,4	26,4	100°	30
10,0	13,1	78,5 – 121,3	44,5	42,8	34,0	100°	32
11,0	14,2	80,6 – 125,3	47,5	44,7	33,1	100°	34

** Nur Versionen mit Cuff

TracFlex Plus Innenkanülen (Art. Nr. 121910)

BESTELLGRÖSSE	ID IN MM	AD IN MM	VE
7,0	5,5	6,2	10
8,0	6,5	7,2	10
9,0	7,8	8,3	10
10,0	8,8	9,4	10
11,0	9,8	10,4	10

Unser flexibles Innenkanülensystem: Effektives Sekretmanagement leicht gemacht

Die TracFlex Plus Innenkanüle wurde entwickelt, um das Innenlumen der Trachealkanüle vor Sekretablagerungen zu schützen. Zum Einmalgebrauch, um eine gute Hygiene zu unterstützen und das Infektionsrisiko für Patienten und Pflegepersonen zu verringern

Die dünnwandige, flexible TracFlex Plus Innenkanüle ermöglicht eine enge Anpassung an den Innendurchmesser der Trachealkanüle, mit minimaler Drehkraft am Kanülenschaft während des Einführens und Entfernens der Innenkanüle.

TracFlex Plus - Zubehör

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VE
121911	Duschkappe für TracFlex Plus Kanülen, dient als Spritzschutz, um das Eindringen oder Einatmen von Wassertropfen beim Baden oder Duschen zu verhindern	4
121912	Hustenkappe für TracFlex Plus Kanülen, um ausgestoßenes Sekret nach unten zu leiten	4
121913	Verschlusskappe für TracFlex Plus Kanülen zur Entwöhnungstherapie	4

Bitte wenden Sie sich mit weiteren Fragen an Ihren Außendienstmitarbeiter von Teleflex oder besuchen Sie unsere Rüsch Tracheostomie-Website, wo Sie mehr über dieses Sortiment und viele andere spannende Rüsch-Produkte erfahren.

Teleflex, das Teleflex-Logo, Rüsch und TracFlex Plus sind eingetragene Marken von Teleflex Incorporated oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Die Informationen dieser Broschüre sind kein Ersatz für die Gebrauchsanweisung für das Produkt. Die Produkte in diesem Katalog sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihren zuständigen Vertreter. Überarbeitet 12/22. Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. © 2023 Teleflex Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. MCI-101091 · REV 0 · 06 23 PDF

Teleflex

Vertrieb:

Teleflex Headquarters International, Ireland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business and Technology Park
Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com
Vereinigtes Königreich Tel. +44 (0)14 94 53 27 61 · info.uk@teleflex.com
Südafrika Tel. +27 (0)11 807 4887 · assist.africa@teleflex.com