

Diseñado

para satisfacer sus necesidades



CrystalClear Plus

Médicos: unidades de cuidados agudos, ORL, cirugía

Las cánulas de traqueostomía de un solo uso Rüsch CrystalClear Plus se han diseñado para proporcionar una solución rentable en comparación con las cánulas para uso con un solo paciente, especialmente en primeras intubaciones, ya que habitualmente se requiere un cambio antes de 30 días.¹

La cánula de traqueostomía termosensible de PVC Rüsch CrystalClear Plus es lo suficientemente rígida para facilitar su inserción, y se ablanda con la temperatura corporal para adaptarse a la anatomía.¹

Las cánulas internas para los tubos de traqueostomía CrystalClear Plus son dispositivos estériles y sin látex, compuestos por una malla de poliéster flexible (PET) sin DEHP con tope de profundidad integral de silicona no extraíble con código de colores. La flexibilidad del diseño no limita el rendimiento del tubo termosensible.

¿Cómo se tuvieron en cuenta sus necesidades profesionales en el proceso de diseño de CrystalClear Plus?


- La pestaña flexible y la banda suave para cuello ayudan a reducir el movimiento del tubo contra el tejido de granulación durante el uso, lo que puede contribuir a minimizar los riesgos asociados al sangrado, la infección y la incomodidad del paciente.²
- Las cánulas de traqueostomía de pared fina con balón y sin balón están disponibles en tamaños de 3,5 mm a 10,0 mm, incluidos todos los tamaños intermedios, para aumentar la comodidad del paciente y mejorar el esfuerzo respiratorio.
- 2 cánulas internas codificadas por colores suministradas en kits de tamaño 6 y superiores.
- El conector giratorio integrado de 15 mm ayuda a reducir el par en caso de movimiento del circuito respiratorio durante el cuidado del paciente.

Rüsch CrystalClear Plus

Tubo de traqueostomía

Conector giratorio de 15 mm
Diseñado para reducir la torsión mediante circuitos de ventilación

Balón
Las cánulas están disponibles con o sin balón



Pestaña delgada y flexible
Facilita el cuidado eficaz del estoma¹

Vástago de 95°
Mejora la seguridad en la colocación para ayudar a evitar la descanulación accidental²

Cánula interna

El color del conector de la cánula interna coincide con el color de fuente de la pestaña de fijación

Cánula de traqueostomía Rüsch CrystalClear Plus

CÓDIGO DE PRODUCTO*	CÓDIGO DEL PRODUCTO**	TAMAÑO/ D. I. (MM)	D. E. (MM)	LONGITUD (MM)	ÁNGULO Ø APROX.	Ø BALÓN (MM)	CÁNULA INTERNA	TUBO	CÓDIGO DE COLOR	CANT.
121300-000035	121303-000035	3,5	5,3	47,0	95°	11,0	–	3,5	Rojo	5
121300-000040	121303-000040	4,0	5,9	54,0	95°	12,0	–	4,0	Blanco	5
121300-000045	121303-000045	4,5	6,5	54,0	95°	14,0	–	4,5	Gris	5
121300-000050	121303-000050	5,0	7,0	57,0	95°	14,0	–	5,0	Azul	5
121300-000055	121303-000055	5,5	7,5	58,0	95°	15,0	–	5,5	Verde	5
121300-000060	121303-000060	6,0	8,7	64,0	95°	19,0	6,0	–	Naranja	5
121300-000065	121303-000065	6,5	8,7	64,0	95°	19,0	6,5	–	Granate	5
121300-000070	121303-000070	7,0	10,0	70,0	95°	21,0	7,0	–	Azul	5
121300-000075	121303-000075	7,5	10,7	75,5	95°	25,0	7,5	–	Amarillo	5
121300-000080	121303-000080	8,0	11,3	81,0	95°	28,0	8,0	–	Lila	5
121300-000085	121303-000085	8,5	11,3	81,0	95°	28,0	8,5	–	Verde	5
121300-000090	121303-000090	9,0	12,7	87,0	95°	28,0	9,0	–	Marrón	5
121300-000095	121303-000095	9,5	12,7	87,0	95°	28,0	9,0	–	Azul marino	5
121300-000100	121303-000100	10,0	14,0	95,5	95°	30,0	10,0	–	Rojo	5

*Sin balón. **Con balón.

El kit contiene: cánula de traqueostomía (con balón o sin balón), banda suave para cuello, 2 cánulas internas codificadas por colores, identificación del paciente, sobre de gel lubricante de base acuosa

Accesorios para Rüsch CrystalClear

CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANT.
121311	Tapón para ducha para Rüsch CrystalClear Plus	4
121312	Tapón para tos para Rüsch CrystalClear Plus	4
121313	Tapa de oclusión para Rüsch CrystalClear Plus	4

Kit PDT Rüsch Crystal Clear PercuTwist

REF	TAMAÑO DEL PEDIDO / D. I.	CANT.
121556	7,0 / 8,0 / 9,0	1

El kit contiene: tubo con introductor, cánula de punción, jeringa, guía, cánula interna, banda para cuello

Cánula interna Rüsch CrystalClear

CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO	D. I. (MM)	D. E. (MM)	CÓDIGO DE COLOR	CANT.
121310-000060	6,0	5,0	5,7	Naranja	10
121310-000065	6,5	5,0	5,7	Granate	10
121310-000070	7,0	6,0	6,7	Azul	10
121310-000075	7,5	6,5	7,3	Amarillo	10
121310-000080	8,0	7,0	7,7	Lila	10
121310-000085	8,5	7,0	7,7	Verde	10
121310-000090	9,0	8,0	8,7	Marrón	10
121310-000095	9,5	8,0	8,7	Azul marino	10
121310-000100	10,0	8,8	9,7	Rojo	10

www.teleflextracheostomy.com



Bibliografía

- Wilkinson KA, Martin IC, Freeth H, Kelly K, Mason M. NCEPOD: On the right Trach? 2014. Available at: <http://bit.ly/ontherighttrach>. Accessed August 22, 2017.
- Mallett J, Albarran JW, Richardson A, eds. Critical Care Manual of Clinical Procedures and Competencies. Oxford, UK: Wiley Blackwell; 2013.

Contacte con su representante de Teleflex Medical para obtener más información o visite nuestro micrositio sobre traqueostomía Rüsch, que contiene más datos sobre esta gama de productos y otros excelentes dispositivos de Rüsch. El contenido del paquete no abierto y sin daños está limpio y listo para su uso y es de un solo uso. Consulte las advertencias, indicaciones, contraindicaciones, precauciones e instrucciones de uso actuales en el prospecto.

Teleflex, el logotipo de Teleflex, CrystalClear y Rüsch son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Teleflex Incorporated o sus filiales, en los Estados Unidos y/o en otros países. La información de este documento no sustituye a las Instrucciones de uso del producto. Los productos de este catálogo pueden no estar disponibles en todos los países. Contacte con el delegado comercial de su zona. Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso. Revisado 02 2023

© 2023 Teleflex Incorporated. Reservados todos los derechos. MCI-2023-0074 · REV 0 · 05 23 PDF

Teleflex

Distribuido por:

Teleflex Headquarters International, Ireland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business and Technology Park
Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com
Reino Unido Tel. +44 (0)14 94 53 27 61 · info.uk@teleflex.com
Sudáfrica Tel. +27 (0)11 807 4887 · assist.africa@teleflex.com