

Diseñado

para satisfacer sus necesidades



CrystalClear Plus

Pacientes y redes de apoyo en cuidados domiciliarios

Las cánulas de traqueostomía Rüsch CrystalClear Plus se han diseñado para aumentar la comodidad del paciente. La cánula termosensible de PVC Rüsch CrystalClear Plus es lo suficientemente rígida para facilitar su inserción, y se ablanda con la temperatura corporal para adaptarse a la anatomía.

La cánula interna flexible Rüsch CrystalClear Plus se puede retirar o reemplazar fácilmente para reducir el riesgo de descanulación accidental; además, el rendimiento de la cánula no se verá afectado mientras está colocada, de nuevo con el objetivo de aumentar la comodidad del paciente.

No se requiere limpieza, ya que el contenido del kit se desecha después de su uso.

Hay disponibles cánulas internas, bandas para cuello y accesorios de repuesto por separado para su comodidad.

¿Cómo se tuvieron en cuenta sus necesidades profesionales en el proceso de diseño de CrystalClear Plus?

- Los accesorios CrystalClear Plus solo se utilizan si la respiración no es asistida (sin conexión a un respirador).
- Entre los accesorios se incluye un tapón para la tos a fin de dirigir el esputo resultante hacia abajo, un tapa de oclusión que obstruye el conector de tubo para respiración oral/nasal y un tapón para ducha que reduce el riesgo de que las gotas de agua entren en el tubo.
- Una pestaña para cuello flexible y una banda suave para cuello reducen el movimiento durante el uso de la cánula para aumentar la comodidad del paciente.
- Las cánulas de traqueostomía de pared fina con balón y sin balón están disponibles en tamaños de 3,5 mm a 10,0 mm (incluidos todos los tamaños intermedios) para garantizar una colocación adecuada y mejorar el esfuerzo respiratorio.
- Los kits de tamaño 6 y superiores incluyen 2 cánulas internas flexibles.

Rüsch CrystalClear Plus

Tubo de traqueostomía

Conector giratorio de 15 mm
Diseñado para reducir la torsión mediante circuitos de ventilación

Balón
Las cánulas están disponibles con o sin balón



Cánula interna
El color del conector de la cánula interna coincide con el color de fuente de la pestaña de fijación

Pestaña delgada y flexible
Facilita el cuidado eficaz del estoma¹

Vástago de 95°
Mejora la seguridad en la colocación para ayudar a evitar la descanulación accidental²

Cánula de traqueostomía Rüsch CrystalClear Plus

CÓDIGO DE PRODUCTO* UNIDADES DE 5	CÓDIGO DE PRODUCTO* UNIDADES DE 1	CÓDIGO DE PRODUCTO** UNIDADES DE 5	CÓDIGO DE PRODUCTO** UNIDADES DE 1	TAMAÑO/ D. I. (MM)	D. E. (MM)	LONGITUD (MM)	ÁNGULO Ø APROX.	Ø BALÓN (MM)	CÁNULA INTERNA	TUBO	CÓDIGO DE COLOR	CANT.
121300-000035	858600-000035	121303-000035	858603-000035	3,5	5,3	47,0	95°	11,0	–	3,5	Rojo	5
121300-000040	858600-000040	121303-000040	858603-000040	4,0	5,9	54,0	95°	12,0	–	4,0	Blanco	5
121300-000045	858600-000045	121303-000045	858603-000045	4,5	6,5	54,0	95°	14,0	–	4,5	Gris	5
121300-000050	858600-000050	121303-000050	858603-000050	5,0	7,0	57,0	95°	14,0	–	5,0	Azul	5
121300-000055	858600-000055	121303-000055	858603-000055	5,5	7,5	58,0	95°	15,0	–	5,5	Verde	5
121300-000060	858600-000060	121303-000060	858603-000060	6,0	8,7	64,0	95°	19,0	6,0	–	Naranja	5
121300-000065	858600-000065	121303-000065	858603-000065	6,5	8,7	64,0	95°	19,0	6,5	–	Granate	5
121300-000070	858600-000070	121303-000070	858603-000070	7,0	10,0	70,0	95°	21,0	7,0	–	Azul	5
121300-000075	858600-000075	121303-000075	858603-000075	7,5	10,7	75,5	95°	25,0	7,5	–	Amarillo	5
121300-000080	858600-000080	121303-000080	858603-000080	8,0	11,3	81,0	95°	28,0	8,0	–	Lila	5
121300-000085	858600-000085	121303-000085	858603-000085	8,5	11,3	81,0	95°	28,0	8,5	–	Verde	5
121300-000090	858600-000090	121303-000090	858603-000090	9,0	12,7	87,0	95°	28,0	9,0	–	Marrón	5
121300-000095	858600-000095	121303-000095	858603-000095	9,5	12,7	87,0	95°	28,0	9,0	–	Azul marino	5
121300-000100	858600-000100	121303-000100	858603-000100	10,0	14,0	95,5	95°	30,0	10,0	–	Rojo	5

*Sin balón.

**Con balón.

El kit contiene: cánula de traqueostomía (con balón o sin balón), banda suave para cuello, 2 cánulas internas codificadas por colores, identificación del paciente, sobre de gel lubricante de base acuosa

Accesorios para Rüsch CrystalClear

CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANT.
121311	Tapón para ducha para Rüsch CrystalClear Plus	4
121312	Tapón para tos para Rüsch CrystalClear Plus	4
121313	Tapa de oclusión para Rüsch CrystalClear Plus	4
507900	Banda cómoda para el cuello	10
507800	Banda cómoda para cuello (pacientes pediátricos)	10

Cánula interna Rüsch CrystalClear

CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO	D. I. (MM)	D. E. (MM)	CÓDIGO DE COLOR	CANT.
121310-000060	6,0	5,0	5,7	Naranja	10
121310-000065	6,5	5,0	5,7	Granate	10
121310-000070	7,0	6,0	6,7	Azul	10
121310-000075	7,5	6,5	7,3	Amarillo	10
121310-000080	8,0	7,0	7,7	Lila	10
121310-000085	8,5	7,0	7,7	Verde	10
121310-000090	9,0	8,0	8,7	Marrón	10
121310-000095	9,5	8,0	8,7	Azul marino	10
121310-000100	10,0	8,8	9,7	Rojo	10

www.teleflextracheostomy.com



Bibliografía

1. Wilkinson KA, Martin IC, Freeth H, Kelly K, Mason M. NCEPOD: On the right Trach? 2014. Available at: <http://bit.ly/ontherighttrach>. Accessed August 22, 2017.
2. Mallett J, Albarran JW, Richardson A, eds. Critical Care Manual of Clinical Procedures and Competencies. Oxford, UK: Wiley Blackwell; 2013.

Contacte con su representante de Teleflex Medical para obtener más información o visite nuestro micrositio sobre traqueostomía Rüsch, que contiene más datos sobre esta gama de productos y otros excelentes dispositivos de Rüsch. El contenido del paquete no abierto y sin daños está limpio y listo para su uso y es de un solo uso. Consulte las advertencias, indicaciones, contraindicaciones, precauciones e instrucciones de uso actuales en el prospecto.

Teleflex, el logotipo de Teleflex, CrystalClear y Rüsch son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Teleflex Incorporated o sus filiales, en los Estados Unidos y/o en otros países. La información de este documento no sustituye a las Instrucciones de uso del producto. Los productos de este catálogo pueden no estar disponibles en todos los países. Contacte con el delegado comercial de su zona. Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso. Revisado 02 2023

© 2023 Teleflex Incorporated. Reservados todos los derechos. MCI-2023-0075 · REV 0 · 05 23 PDF

Teleflex

Distribuido por:

Teleflex Headquarters International, Ireland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business and Technology Park
Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com
Reino Unido Tel. +44 (0)14 94 53 27 61 · info.uk@teleflex.com
Sudáfrica Tel. +27 (0)11 807 4887 · assist.africa@teleflex.com