

Conçue
*pour répondre
à vos besoins*

TracheoFix

Patients et intervenants pour les soins à domicile

La canule de trachéotomie Rüsch TracheoFix et la chemise interne peuvent être nettoyées¹, pour favoriser une bonne hygiène trachéale. Le système d'ailettes de fixation flexibles garantit un accès facile au trachéostome pour les soins de routine lorsque la canule est maintenue en place à l'aide de la lanière de fixation souple fournie dans chaque kit. Les lanières de fixation sont également disponibles à l'achat séparément, elles doivent être jetées lorsqu'elles sont souillées. Le système de raccordement discret à profil bas se fixe de manière sécurisée à des accessoires spécifiquement conçus pour une utilisation chez un patient respirant spontanément. Il inclut un capuchon antiprojections qui redirige les sécrétions vers un tissu, un capuchon d'étanchéité qui obture le raccord de la canule pour permettre le sevrage respiratoire oral/nasal et un capuchon protège-douche pour réduire le risque d'infiltration de gouttes d'eau dans la canule. La valve de phonation est disponible en option avec un adaptateur O₂ pour administrer un bolus d'oxygène au cours de l'inspiration. Nous proposons également des chemises internes de conceptions diverses, munies ou non d'un raccord de 15 mm prémonté, pour une utilisation avec toutes les canules de trachéotomie TracheoFix.

Comment vos besoins ont-ils été pris en compte dans la conception du dispositif TracheoFix ?

- La profil incurvé de la canule permet un changement en douceur lors du nettoyage ou du remplacement².
- L'épaisseur fine de la canule permet un effort respiratoire efficace en raison du diamètre interne optimisé, tandis que le diamètre externe est minimisé pour accroître le confort.
- Le contenu du kit dépend de la canule choisie, et tous les accessoires et les chemises internes peuvent être commandés séparément.
- La canule de trachéotomie est disponible avec ou sans ballonnet, en version fenêtrée ou non.
- Les canules fenêtrées permettent au flux d'air d'atteindre les cordes vocales afin de parler et de réduire l'effort respiratoire si le patient n'est pas ventilé³.

TracheoFix

Canule de trachéotomie

Chemises internes



Kits de canules fenêtrées

Options de canules fenêtrées et non fenêtrées

Ballonnet

Les canules sont disponibles avec ou sans ballonnet basse pression

Code couleur
Code couleur spécifique pour faciliter l'identification de la taille de la chemise interne

Collerette flexible et fine
Facilite les soins efficaces de la stomie et permet d'utiliser des sutures et une lanière pour une fixation sûre

Accessoires



Canule de trachéotomie Rûsch TracheoFix

RÉFÉRENCE 5 UNITÉS	RÉFÉRENCE 1 UNITÉ	RÉF.	TAILLE / D.I. (MM)	D.E. (MM)	LONGUEUR (MM)	Ø ANGLE APPROX.	Ø BAL- LONNET (MM)	CONTENU DES KITS
121400-000070	859000-000070	TFC	7,2	9,0	70,0	102 °	27,0	Canule avec ballonnet, guide d'insertion, lanière de fixation, 2 chemises internes de 15 mm, guide d'insertion (obturateur).
121400-000085	859000-000085	TFC	8,7	10,3	78,0	94 °	27,0	
121400-000100	859000-000100	TFC	10,2	12,3	86,0	90 °	32,0	
121400-000110	859000-000110	TFC	11,2	13,3	86,0	92 °	35,0	
121410-000070	859001-000070	TFCP	7,2	9,0	70,0	102 °	27,0	Canule à ballonnet, guide d'insertion, lanière de fixation, 1 chemise interne de 15 mm avec fenêtrées, 1 chemise interne sans fenêtrées, 1 chemise interne à profil bas avec fenêtrées et 1 sans fenêtrées, bague de fixation, capuchon antiprojections, valve de phonation avec adaptateur O ₂ .
121410-000085	859001-000085	TFCP	8,7	10,3	78,0	94 °	27,0	
121410-000100	859001-000100	TFCP	10,2	12,3	86,0	90 °	32,0	
121410-000110	859001-000110	TFCP	11,2	13,3	86,0	92 °	35,0	
121415-000070	859002-000070	TF	7,2	9,0	70,0	102 °	–	Canule sans ballonnet, guide d'insertion, lanière de fixation, 1 chemise interne de 15 mm, 1 chemise interne à profil bas, bague de fixation, capuchon antiprojections.
121415-000085	859002-000085	TF	8,7	10,3	78,0	94 °	–	
121415-000100	859002-000100	TF	10,2	12,3	86,0	90 °	–	
121415-000110	859002-000110	TF	11,2	13,3	86,0	92 °	–	
121420-000070	859003-000070	TFP	7,2	9,0	70,0	102 °	–	Canule sans ballonnet, guide d'insertion, lanière de fixation, 1 chemise interne de 15 mm avec fenêtrées, 1 chemise interne sans fenêtrées, 1 chemise interne à profil bas avec fenêtrées et 1 chemise interne sans fenêtrées, bague de fixation, capuchon antiprojections, valve de phonation avec adaptateur O ₂ .
121420-000085	859003-000085	TFP	8,7	10,3	78,0	94 °	–	
121420-000100	859003-000100	TFP	10,2	12,3	86,0	90 °	–	
121420-000110	859003-000110	TFP	11,2	13,3	86,0	92 °	–	

Chemise interne Rûsch TracheoFix

RÉFÉRENCE 5 UNITÉS	RÉFÉRENCE 1 UNITÉ	D.I. (MM)	D.E. (MM)	DESCRIPTION
121425-000070	859004-000070	5,5	6,7	Raccord de 15 mm prémonté
121425-000085	859004-000085	7,0	8,2	Raccord de 15 mm prémonté
121425-000100	859004-000100	8,5	9,7	Raccord de 15 mm prémonté
121425-000110	859004-000110	9,5	10,7	Raccord de 15 mm prémonté
121430-000070	859005-000070	5,5	6,7	Profil bas (format court)
121430-000085	859005-000085	7,0	8,2	Profil bas (format court)
121430-000100	859005-000100	8,5	9,7	Profil bas (format court)
121430-000110	859005-000110	9,5	10,7	Profil bas (format court)
121435-000070	859006-000070	5,5	6,7	Fenêtrée avec raccord de 15 mm prémonté
121435-000085	859006-000085	7,0	8,2	Fenêtrée avec raccord de 15 mm prémonté
121435-000100	859006-000100	8,5	9,7	Fenêtrée avec raccord de 15 mm prémonté
121435-000110	859006-000110	9,5	10,7	Fenêtrée avec raccord de 15 mm prémonté
121440-000070	859007-000070	5,5	6,7	Profil bas avec fenêtrées
121440-000085	859007-000085	7,0	8,2	Profil bas avec fenêtrées
121440-000100	859007-000100	8,5	9,7	Profil bas avec fenêtrées
121440-000110	859007-000110	9,5	10,7	Profil bas avec fenêtrées

Accessoires Rûsch TracheoFix

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QTÉ
121445	Capuchon d'étanchéité	4
121455	Valve de phonation avec adaptateur O ₂	2
121460	Capuchon antiprojections	4
121465	Bague de fixation pour une utilisation avec une chemise interne à profil bas	4



www.teleflextracheostomy.com

Références

- Wilkinson KA, Martin IC, Freeth H, Kelly K, Mason M. NCEPOD: On the right Trach? 2014. Available at: <http://bit.ly/ontherighttrach>. Accessed August 22, 2017.
- Mallett J, Albarran JW, Richardson A, eds. Critical Care Manual of Clinical Procedures and Competencies. Oxford, UK: Wiley Blackwell; 2013.

Ce document est à destination du public. Les canules de trachéotomie, accessoires et chemises internes Rûsch TracheoFix sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Fabricant des DM : Teleflex Medical GmbH, Allemagne.

Demander conseil à un professionnel de santé. Le contenu de l'emballage non ouvert et non endommagé est stérile, prêt à l'emploi et à usage unique. Vérifier l'intégralité de l'emballage du dispositif médical avant usage. Se reporter à la notice pour connaître les avertissements, indications, contre-indications, précautions d'emploi et instructions d'utilisation actuels.

Teleflex, le logo Teleflex, Rûsch et TracheoFix Plus sont des marques commerciales ou des marques déposées de la société Teleflex Incorporated ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les informations dans ce document ne se substituent pas au mode d'emploi du produit. Données à jour à la date d'impression. Mise à jour (01/2023). Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

© 2023 Teleflex Incorporated. Tous droits réservés. MCI-2023-0073 · RÉV. 0 · 05 23 PDF

Teleflex

Distribué par :

Teleflex Headquarters International, Ireland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business and Technology Park
Dublin Road Athlone Co Westmeath Tél. +353 (0)9 06 46 08 00 Fax +353 (0)14 37 07 73 orders.intl@teleflex.com
Royaume-Uni Tél. +44 (0)14 94 53 27 61 info.uk@teleflex.com
Afrique du Sud Tél. +27 (0)11 807 4887 assist.africa@teleflex.com