

Pensato

per le vostre esigenze



CrystalClear Plus

Personale infermieristico e rete di supporto per la gestione delle vie aeree in terapia acuta

Le cannule tracheostomiche Rüsch CrystalClear Plus in PVC termosensibile sono state progettate per assicurare il comfort del paziente e un'efficace cura dello stoma. Inoltre offrono altre caratteristiche per garantire costantemente la sicurezza del paziente, tra cui l'aggiunta di una codifica a colori che consente di abbinare la misura della cannula a quella della controcanula.

Il personale infermieristico e di supporto alla gestione delle vie aeree interagisce da vicino con i pazienti tracheostomizzati e i loro parenti; per questo cerchiamo di offrire soluzioni che migliorino la fruibilità dei prodotti e consentano di affrontare le sfide e le difficoltà del lavoro quotidiano, anche sotto l'aspetto terapeutico.

Di quali esigenze professionali abbiamo tenuto conto nel progettare CrystalClear Plus?


- Tutti i componenti del kit sono monouso e non richiedono pulizia, per ridurre il rischio di infezione crociata per pazienti e personale operativo
- La flangia flessibile e la morbida fascia di fissaggio riducono il movimento della cannula contro il tessuto di granulazione durante l'uso, contribuendo a minimizzare il rischio di sanguinamento, infezione e dolore
- Le cannule tracheostomiche cuffiate e non cuffiate a pareti sottili sono disponibili nelle misure da 3,5 mm a 10,0 mm, comprese tutte le mezze misure per favorire il comfort del paziente e lo sforzo respiratorio
- I kit (a partire dalla misura 6) includono 2 controcanule flessibili

Rüsch CrystalClear Plus

Cannula tracheostomica

Raccordo girevole da 15 mm
Progettato per ridurre la torsione
con i circuiti di ventilazione

Cuffia
Le cannule sono disponibili
con o senza cuffia



Controcannula
Codice colore specifico per facilitare
l'identificazione delle misure

Flangia sottile, flessibile
Consente una cura efficace dello stoma

Corpo a 95°
Si adatta perfettamente e
contribuisce ad evitare la
decannulazione accidentale²

Cannula tracheostomica Rüsch CrystalClear Plus

CODICE PRODOTTO*	CODICE PRODOTTO**	MISURA/ D.I. (MM)	D.E. (MM)	LUNGHEZZA (MM)	ANGOLO Ø (CIRCA)	CUFFIA Ø (MM)	CONTRO- CANNULA	CANNULA	CODICE COLORE	QTÀ
121300-000035	121303-000035	3,5	5,3	47,0	95°	11,0	–	3,5	Rosso	5
121300-000040	121303-000040	4,0	5,9	54,0	95°	12,0	–	4,0	Bianco	5
121300-000045	121303-000045	4,5	6,5	54,0	95°	14,0	–	4,5	Grigio	5
121300-000050	121303-000050	5,0	7,0	57,0	95°	14,0	–	5,0	Blu	5
121300-000055	121303-000055	5,5	7,5	58,0	95°	15,0	–	5,5	Verde	5
121300-000060	121303-000060	6,0	8,7	64,0	95°	19,0	6,0	–	Arancione	5
121300-000065	121303-000065	6,5	8,7	64,0	95°	19,0	6,5	–	Marrone	5
121300-000070	121303-000070	7,0	10,0	70,0	95°	21,0	7,0	–	Blu	5
121300-000075	121303-000075	7,5	10,7	75,5	95°	25,0	7,5	–	Giallo	5
121300-000080	121303-000080	8,0	11,3	81,0	95°	28,0	8,0	–	Lilla	5
121300-000085	121303-000085	8,5	11,3	81,0	95°	28,0	8,5	–	Verde	5
121300-000090	121303-000090	9,0	12,7	87,0	95°	28,0	9,0	–	Marrone	5
121300-000095	121303-000095	9,5	12,7	87,0	95°	28,0	9,0	–	Blu	5
121300-000100	121303-000100	10,0	14,0	95,5	95°	30,0	10,0	–	Rosso	5

*Senza cuffia **Con cuffia.

Il kit contiene: Cannula tracheostomica (cuffiata o non cuffiata, fascia di fissaggio morbida, 2 controcannule con codice colore, scheda paziente, bustina di gel lubrificante a base acquosa

Accessori Rüsch CrystalClear

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	QTÀ
121311	Dispositivo di protezione per doccia per Rüsch CrystalClear Plus	4
121312	Dispositivo antitosse per Rüsch CrystalClear Plus	4
121313	Cappuccio di tenuta per Rüsch CrystalClear Plus	4

Controcannula Rüsch CrystalClear

CODICE PRODOTTO	MISURA	D.I. (MM)	D.E. (MM)	CODICE COLORE	QTÀ
121310-000060	6,0	5,0	5,7	Arancione	10
121310-000065	6,5	5,0	5,7	Marrone	10
121310-000070	7,0	6,0	6,7	Blu	10
121310-000075	7,5	6,5	7,3	Giallo	10
121310-000080	8,0	7,0	7,7	Lilla	10
121310-000085	8,5	7,0	7,7	Verde	10
121310-000090	9,0	8,0	8,7	Marrone	10
121310-000095	9,5	8,0	8,7	Blu	10
121310-000100	10,0	8,8	9,7	Rosso	10

Bibliografia

1. Wilkinson KA, Martin IC, Freeth H, Kelly K, Mason M. NCEPOD: On the right Trach? 2014. Available at: <http://bit.ly/ontherighttrach>. Accessed August 22, 2017.
2. Mallett J, Albarran JW, Richardson A, eds. Critical Care Manual of Clinical Procedures and Competencies. Oxford, UK: Wiley Blackwell; 2013.

Per maggiori informazioni rivolgersi al rappresentante di riferimento Teleflex o visitare il microsito di Rüsch dedicato alla tracheostomia per scoprire questa linea e gli altri interessanti prodotti Rüsch. Il contenuto della confezione integra e sigillata è pulito, pronto all'uso e monouso. Fare riferimento al foglio illustrativo per le avvertenze aggiornate, le indicazioni, le controindicazioni, le precauzioni e le istruzioni per l'uso.

Teleflex, il logo Teleflex, CrystalClear e Rüsch sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Teleflex Incorporated o delle sue affiliate negli USA e/o in altri Paesi. Le informazioni riportate in questo documento non sostituiscono le Istruzioni per l'uso del prodotto. I prodotti presenti in questo catalogo possono non essere disponibili in alcuni paesi. Contattare il proprio rappresentante locale. Pubblicazione soggetta a modifiche tecniche senza preavviso. Revisione: 02 2023

© 2023 Teleflex Incorporated. Tutti i diritti sono riservati. MCI-101150 · REV 0 · 05 23 PDF

Teleflex

Distribuito da:
Teleflex Headquarters International, Ireland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business and Technology Park
Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com
Regno Unito Tel. +44 (0)14 94 53 27 61 · info.uk@teleflex.com
Sudafrica Tel. +27 (0)11 807 4887 · assist.africa@teleflex.com

www.teleflextracheostomy.com